

DIRECTIONS FOR USE

GB

Iodoform Gauze

Dressing for the treatment of extraction sockets

Composition

5% Iodoform Gauze 100 g of gauze impregnated with 5 g of Iodoform
10% Iodoform Gauze 100 g of gauze impregnated with 10 g of Iodoform

Properties

Iodoform Gauze is a mild analgesic which acts as an antiseptic agent. When reacting with wound secretions and fatty acids, the Iodoform frees Iodine to generate, by combination with proteinic substances, an active germicide.

Indications

- Prevention of periodontal infections
- Post extraction disinfecting dressing
- Disinfection of maxillary cavities

Directions for use

Cut the necessary length of gauze to fit the extraction socket and pack gently into the cavity to be treated.
The gauze is non-resorbable and can remain in situ for 2 to 8 days prior to removal at the end of the treatment.

Warning

When using this product, gloves and protective glasses should be worn. If skin irritation occurs (allergic reaction), get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing consult a doctor.

Storage

Store at room temperature between 15°C and 25°C, protected from direct light.

Shelf life 3 years.

Packaging

5% Iodoform 11480
10% Iodoform 11481

For dental professional use. Made in Switzerland.

MODE D'EMPLOI

FR

Gaze au Iodoforme

Pansement pour le traitement alvéolaire après extraction

Composition

Gaze au Iodoforme 5% 100 g de gaze imprégnée avec 5 g d'Iodoforme
Gaze au Iodoforme 10% 100 g de gaze imprégnée avec 10 g d'Iodoforme

Propriétés

La Gaze au Iodoforme est un analgésique local doux possédant une activité antiseptique. L'Iodoforme réagit avec les sécrétions des muqueuses et les acides gras pour libérer de l'Iode, formant ainsi, en combinaison avec des substances protéiniques, un germicide actif.

Indications

- Prévention des infections parodontales
- Pansement désinfectant post-opératoire
- Désinfection des cavités maxillaires

Mode d'emploi

Couper la longueur de gaze nécessaire pour le pansement et la placer doucement dans la poche alvéolaire.
La gaze ne se résorbe pas. Elle peut rester «in situ» pendant 2 à 8 jours, mais doit être enlevée à la fin du traitement.

Mise en garde

Lors de l'utilisation de ce produit, des gants et des lunettes protectrices devraient être portés. Si une irritation de la peau apparaît (réaction allergique), consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion consulter un médecin.

Stockage Conserver à température ambiante entre 15°C et 25°C, à l'abri de la lumière directe.

Durée de conservation 3 ans.

Présentation

5% Iodoforme
10% Iodoforme

REF

11480
11481

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

Iodoform Gauze

Повязка для лечения лунок удаленных зубов.

Состав

5% йодоформный бинт 100г бинта, пропитанного 5 г йодоформа.
10% йодоформный бинт 100г бинта, пропитанного 10 г йодоформа.

Описание

Йодоформный бинт — антисептическая повязка с мягким обезболивающим действием. При контакте с раневым отделяемым и жирными кислотами, повязка выделяет свободный йод, который, в комплексе с тканевыми протеинами, обладает сильным антибактериальным действием.

Показания

- Профилактика инфицирования пародонтальных карманов
- Постэкстрационная дезинфицирующая повязка
- Дезинфекция верхнечелюстных синусов

Способ применения

Отрезать фрагмент бинта необходимой длины и поместить в лунку удаленного зуба. Бинт не резорбируется и его следует извлечь из лунки по окончании лечения через 2-8 дней.

Меры предосторожности

Содержит парформальдегид и формальдегид. Препарат токсичен при приеме внутрь и вдыхании. При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки.

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случае известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 15°C-25°C в сухом, защищенном.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

5% йодоформный 11480
10% йодоформный 11481

АПТ

только для профессионального применения в стоматологии, сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
1800 Vevey . Switzerland

pd-dental.com
© PD 190822