

Iodoform Paste

Antiseptic, resorbable and radiopaque paste for the temporary treatment of infected root canals

Composition

Iodoform 75%, Camphor 8%, Chlorophenol 6%, Menthol 6%, excipient ad 100%

Properties

Iodoform Paste is a well-known preparation for the treatment of infected root canals as well as for deep-seated gingival pockets. The components of the paste ensure a long-lasting germicidal and analgesic action. Furthermore, the paste does not harden and is easily removable mechanically which also facilitates its apical resorption.

Indications

- Infected root canals, including those of deciduous teeth
- Deep-seated gingival pockets

Directions for use

Infected root canal. Remove the pulp, clean, rinse and dry the root canal. Work the paste into the canal with a smooth broach or a rotary filler. Avoid air-pockets or piercing the apex, except in the case of granuloma with fistula. Protect with a temporary filling. 20 to 30 days after the treatment, check whether the symptoms have settled and, if so, clean the canal carefully, making sure that no residual material flows back through the apex. Check the aseptic of the canal, if it is not proved, treat again. Obtrurate permanently and complete the restoration. Infected, deep-seated gingival pockets: Place the paste onto a gauze and use it as an alveolar dressing which can be left «in situ» for 2 to 3 days. Remove the gauze once the symptoms have disappeared.

Precautions

Close the jar tightly after use. If the paste should harden, use Eugenol to smoothen it. Occasional cases of staining of the tooth structure have been reported following the use of treatment preparations containing Iodoform. Hypersensitivity has also been reported. Iodoform Paste should be used accordingly.

Warning

In case of contact with the skin wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs, get medical advice/attention. In case of contact with the eye rinse cautiously with soft, clean water for 15 minutes, holding the eyelids open, and call a doctor immediately. In case of swallowing rinse the mouth with water, drink a lot of water and consult a doctor. Keep the person exposed at rest, do not force vomiting. Do not use in cases of known hypersensitivities to any of these ingredients.

Storage

Store at room temperature between 5°C and 30°C. Protected from direct light.

Shelf life

3 years.

Packaging

Jar of 15 g

For dental professional use. Made in Switzerland.

Pâte au Iodoforme

Pâte antiseptique, résorbable et radio-opaque pour le traitement provisoire des canaux radiculaires infectés

Composition

Iodoforme 75 %, camphre 8 %, chlorophénol 6 %, menthol 6 %, excipient ad 100 %

Propriétés

La pâte au Iodoforme est une préparation pour le traitement des canaux radiculaires, ainsi que des culs-de-sacs gingivaux. Elle cumule les effets germicide et sédatif de ses composants sur une longue durée. Du fait que la pâte ne durcit pas, son élimination et sa résorption apicale en sont facilitées.

Indications

- Canaux radiculaires infectés, y compris les canaux des dents de lait
- Culs-de-sacs gingivaux profonds

Mode d'emploi

Canaux radiculaires infectés. Extirper la pulpe, nettoyer, rincer et sécher le canal soigneusement. Introduire la pâte à l'aide d'une sonde ou d'un bouchon-pâte. Éviter toute inclusion d'air et ne pas dépasser l'apex, sauf en cas de granulome avec fistule. Recouvrir d'une obturation provisoire. 20 à 30 jours après le traitement, contrôler la disparition des symptômes,

nettoyer soigneusement le canal en veillant à ne pas refouler les restes de pâte au-delà de l'apex. Contrôler l'aseptie du canal, si elle n'est pas trouvée, refaire un traitement. Obturer définitivement et terminer la restauration. Culs-de-sacs gingivaux profonds. Enduire une mèche de gaze de pâte et la mettre en place comme pansement alvéolaire. Laisser le pansement 2 à 3 jours. S'assurer de la disparition des symptômes avant de la retirer.

Précautions

Refermer hermétiquement le pot après usage. Si nécessaire, la pâte peut être fluidifiée à la consistance voulue à l'aide de quelques gouttes d'eugénol. De rares cas de coloration de la structure dentaire ont été signalés dans la littérature à la suite d'un traitement avec une préparation contenant du Iodoforme. Des cas d'hypersensitivité ont également été décrits. En tenir compte lors de l'utilisation de la pâte au Iodoforme.

Mise en garde

En cas de contact avec la peau rincer abondamment avec de l'eau et du savon. Si une irritation de la peau apparaît, consulter un médecin. En cas de contact avec l'œil rincer précautionneusement avec de l'eau douce et propre pendant 15 minutes en tenant la paupière ouverte, et appeler un médecin immédiatement. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau, boire beaucoup d'eau et consulter un médecin. Garder la personne exposée au repos, ne pas forcer à vomir. Ne pas utiliser en cas d'allergies connue à l'un des ses composants.

Stockage

Conserver à température ambiante entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe.

Durée de conservation

3 ans.

Présentation

Pot de 15 g

Pour usage professionnel dentaire. Fabriqué en Suisse.

Iodoform Paste

Антисептическая, резорбируемая, рентгенконтрастная паста для временного пломбирования инфицированных корневых каналов.

Состав

Йодоформ 75 %, камфора 8 %, параклорфенол 6 %, ментол 6 %, вспомогательные вещества до 100 %.

Описание

Iodoform paste — широко известный препарат для дезинфекции корневых каналов и глубоких пародонтальных карманов. Препарат оказывает длительный антисептический и обезболивающий эффект. Паста не твердеет, легко извлекается из корневого канала и рассасывается при выведении из апекс

Показания

- Дезинфекция корневых каналов как постоянных, так и временных зубов
- Дезинфекция глубоких пародонтальных карманов

Способ применения

Временное пломбирование каналов

Провести некрэктомию с последующей механической и медикаментозной обработкой канала, просушить. Ввести материал в канал с помощью ручных инструментов или каналоуполнителя, избегая образования пузырьков воздуха и выведения материала за верхушку (кроме случаев лечения периодонтита со свищем). Закрыть временной пломбой. Через 20-30 дней, после стихания симптомов воспаления, следует тщательно очистить корневой канал и убедиться, что остатки материала, выведенного за верхушку корня, не попадают обратно в канал. Если стерильности корневого канала достичь не удалось, необходимо повторное применение Iodoform paste. Провести постоянную obturation канала.

Терапия пародонтальных карманов

Нанести препарат на марлевую турунду или ретракционную нить без пропитки, поместить в пародонтальный карман. Закрыть пародонтальной повязкой. Удалить повязку через 2-3 дня при стихании признаков воспаления

Примечания

Плотно закрывать крышку после использования препарата. Если паста подсохла на воздухе, ее можно разбавить препаратом PD Eugenol. В редких случаях применение Iодоформа может вызвать окрашивание твердых тканей зубов. Отмечены аллергические реакции на препараты йодоформа. Препарат следует применять с осторожностью.

Меры предосторожности

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратиться к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C в защищенном от прямого света месте.

Срок хранения 3 года.

Упаковка

баночка 15 г

APPT

11570

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18
1800 Vevey, Switzerland

www.pdsa.ch
© PD 140512